

PRO_i – disinfectant

Handdesinfektionsmittel

Produktname / Handelsname

PRO_i – disinfectant

Desinfektionsmittel für die Haut gemäß WHO-Rezept

Isopropanol	CAS 67-63-0	> 75 % (v/v)
Wasser	CAS 7732-18-5	~ 23 % (v/v)
Glycerin	CAS 56-81-5	1,45 % (v/v)
H ₂ O ₂	CAS 7722-84-1	0,13 % (v/v)

Allgemeine Hinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich gemäß VO (EG) Nr. 1272/2008 um ein *gefährliches* Gemisch

Gefahrenpiktogramme



Flamme GHS02, Ausrufezeichen GHS07

Signalwort

GEFAHR

Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Verursacht schwere Augenreizung
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur für die äußerliche Anwendung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/ Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Umgangshinweise

Die allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten. Dämpfe sind schwerer als Luft. Dämpfe können über dem Boden treiben und entfernte Zündquellen erreichen, wodurch die Gefahr von zurückschlagenden Flammen besteht.

Lagerung

Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Lagertemperatur < 30 °C. Vor Sonneneinstrahlung, Funkenquellen und anderen Wärmequellen schützen.

Entsorgung

Teilentleerte Verpackung einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben. Entleerte Verpackung mit dem Siedlungsabfall entsorgen.

Hinweise für die biozide Anwendung

Die mikrobizide Wirkung der von der WHO empfohlenen Formulierung wurde von WHO-Referenzlaboratorien nach EN-Normen getestet (EN 1500)
Haselnuss-großen Tropfen (ca. 3mL) auf den vorher gewaschenen, verletzungsfreien, trockenen Händen verteilen und gründlich einreiben, bis das Handdesinfektionsmittel vollständig eingezogen ist, (Standard-Einreibeverfahren gemäß EN 1500)

Hersteller

proionic GmbH
Parkring 18
8074 Raaba-Grambach